

Produit	27810.295
Description du produit	Sodium chlorure
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR ACS, Reag. Ph. Eur.
Numéro CAS	7647-14-5
Formule moléculaire	ClNa
Masse moléculaire	58.44

Analyses	Spécifications
Titre	99.5 - 100.5 %
Aspect de la solution S	Conforme Ph.Eur.
Identification (Cl)	Conforme Ph.Eur.
Identification (Na)	Conforme Ph.Eur.
NO ₂ (Nitrite)	Conforme Ph.Eur.
Solution dans l'eau	Conforme
Acidité ou alcalinité	≤ 0.0005 meq/g
pH (25°C; 5 %)	5.0 - 9.0
Métaux lourds (en Pb)	≤ 2 ppm
Hexacyanoferrates (en Fe(CN) ₆)	≤ 1 ppm
Insolubilité dans l'eau	≤ 50 ppm
Perte à la dessiccation (105°C)	≤ 0.5 %
Magnésium et métaux alcalino-terreux	≤ 100 ppm
N total (Azote)	≤ 5 ppm
Br (Bromure)	≤ 50 ppm
ClO ₃ + NO ₃ (en NO ₃)	≤ 30 ppm
I (Iodure)	≤ 10 ppm
PO ₄ (Phosphate)	≤ 5 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 40 ppm
As (Arsenic)	≤ 0.4 ppm
Ba (Baryum)	≤ 10 ppm
Ca (Calcium)	≤ 20 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 2 ppm
Fe (Fer)	≤ 1 ppm
K (Potassium)	≤ 50 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 10 ppm
Ni (Nickel)	≤ 10 ppm
Conforme à ACS	Conforme



Analyses

Conforme à Réact. Ph.Eur.

Spécifications

Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium