

Produit	27800.360
Description du produit	Sodium chlorure
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	7647-14-5
Formule moléculaire	ClNa
Masse moléculaire	58.44

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99 %
Hexacyanoferrates (en $K_4[Fe(CN)_6]$)	≤ 15 ppm
Métaux lourds (en Pb)	≤ 10 ppm
Br (Bromure)	≤ 0.02 %
I (Iodure)	≤ 100 ppm
Fe (Fer)	≤ 10 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.