

Produit	27926.238
Description du produit	Sodium dodécyle sulfate
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	151-21-3
Formule moléculaire	$C_{12}H_{25}NaO_4S$
Masse moléculaire	288.38

Analyses	Spécifications
Titre (calculé sur anhydre)	$\geq 98 \%$
Cl (Chlorure)	$\leq 0.1 \%$
PO ₄ (Phosphate)	$\leq 10 \text{ ppm}$

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.