

Produit	28226.293
Description du produit	Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR
Numéro CAS	1310-73-2
Formule moléculaire	NaOH
Masse moléculaire	40.00

Analyses	Spécifications
Titre	30.0 - 31.0 %
Alcalis totaux	30.0 - 31.0 %
Densité (20/4)	1.320 - 1.340
Métaux lourds (en Pb)	≤ 2 ppm
Silicium dioxyde	≤ 5 ppm
N total (Azote)	≤ 10 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 200 ppm
CO ₃ (en Na ₂ CO ₃)	≤ 1.0 %
PO ₄ (Phosphate)	≤ 1 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 10 ppm
Al (Aluminium)	≤ 2 ppm
Ba (Baryum)	≤ 2 ppm
Ca (Calcium)	≤ 2 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.1 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.3 ppm
Cr (Chrome)	≤ 2 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.3 ppm
Fe (Fer)	≤ 2 ppm
Hg (Mercure)	≤ 0.02 ppm
K (Potassium)	≤ 0.025 %
Mg (Magnésium)	≤ 2 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.1 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.6 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.1 ppm
Zn (Zinc)	≤ 0.3 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250
Briare; France