

Produit	28114.296
Description du produit	Sodium sulfate anhydre
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR Reag. Ph. Eur.
Numéro CAS	7757-82-6
Formule moléculaire	Na ₂ O ₄ S
Masse moléculaire	142.04

Analyses	Spécifications
Titre (substance desséchée)	98.5 - 101.0 %
Acidité ou alcalinité	Conforme
Aspect de la solution	Conforme
Identification (SO ₄)	Conforme
Identification (Na)	Conforme
pH (25°C; 5 %)	5.2 - 8.0
Métaux lourds (en Pb)	≤ 5 ppm
Insolubilité dans l'eau	≤ 100 ppm
Perte à la dessiccation (130°C)	≤ 0.5 %
Perte à la calcination (800°C)	≤ 0.5 %
Cl (Chlorure)	≤ 100 ppm
PO ₄ (Phosphate)	≤ 10 ppm
N total (Azote)	≤ 5 ppm
As (Arsenic)	≤ 1 ppm
Ca (Calcium)	≤ 50 ppm
Fe (Fer)	≤ 5 ppm
K (Potassium)	≤ 50 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 25 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.