

IKA

designed for scientists



PT 1000.60 Sonde de température

/// Fiche technique

En inox, pour les agitateurs magnétiques RCT basic safety control.

Données techniques

type de sonde	sonde d'immersion
type de capteur	PT1000 (DIN IEC 751 Class A)
Précision de la mesure [K]	$\pm (0,15 + 0,2\% \text{ o.Mv.})$
temps de réactivité $t_{9/10}$ [sec]	10
Plage de mesure de température [°C]	-20 - +350
matériaux du conduit de la sonde	inox 1.4571
diamètre du conduit de la sonde [mm]	3
longueur du conduit de la sonde [mm]	254
profondeur min. d'immersion [mm]	20
longueur du câble [mm]	1050
Poids [kg]	0.025
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 40