



SteriSox®

Référence 253851

**Sterisox® 1 paire,
eau peptonée tamponnée à 10% de neutralisant**



Norme ISO 13307
Microbiologie des aliments
Stade de production primaire
Techniques de prélèvement



**Réglementation
Européenne**

Utilisation :

Kit stérile de prélèvement de surface en élevage de volailles.
Pour contrôle après désinfection de l'environnement.
En vue de la recherche de Salmonelle.

Composition :

- **Sterisox®**
 - 1 paire de chaussons, maille jersey
 - Élastique de maintien
- **Diluant**
 - Eau peptonée tamponnée à 10% de neutralisant
 - Dose calibrée : 15 ml
- **Sachet de prélèvement**
 - 18x32cm, ouverture facile, avec lien de refermeture
 - Zone d'identification du prélèvement



Reference	Conditionnement	Dimensions du conditionnement
253851	Carton de 50 pièces (2 sachets à fermeture zip 30 x 40 cm, contenant chacun 25 pièces)	40 x 30 x 20 cm

Stérilité et traçabilité :

Mode de stérilisation	Certificat de stérilité	Validité	Traçabilité*
ionisation par rayons gamma Dose ciblée de 20 kilograys minimum	dans chaque carton	12 mois	sur chaque produit / carton



Avant



Après

* informations imprimées : référence, désignation, n° de lot, code diluant, date de production et d'expiration

26/09/2023

