



SteriSox

Référence 253823

Sterisox® 1 paire, tryptone sel, 2 gants + 2 sur-bottes

Utilisation :

Kit stérile de prélèvement de surface en élevage de volailles en vue de la recherche de Salmonelle.
Pour collecte de poussière et fientes au sol, dans l'environnement de production des espèces concernées par la réglementation européenne : *Gallus gallus*, dindes.

Composition :

- **Sterisox®**
 - 1 paire de chaussons, maille jersey
 - Élastique de maintien
- **Diluant**
 - Tryptone sel, dose calibrée : 15 ml
- **Sachet de prélèvement**
 - 18 x 32 cm, ouverture facile, avec lien de refermeture
 - Zone d'identification du prélèvement
- **Accessoires de prélèvement**
 - Paire de gants : bleu, qualité vinyle, ambidextres, non-poudrés, taille 9 (L)
 - Paire de sur-bottes : Taille universelle, élastique de maintien, plastique résistant
 - Livré dans un sachet zip 18 x 25cm, avec le kit de prélèvement StériSox®



2 SteriSox®

Reference	Conditionnement	Dimensions du conditionnement
253823	Carton de 75 pièces	60 x 40 x 50 cm

Stérilité et traçabilité :

Mode de stérilisation	Certificat de stérilité	Validité	Traçabilité*
ionisation par rayons gamma Dose ciblée de 20 kilograys minimum	dans chaque carton	12 mois	sur chaque produit / carton



Avant



Après

* informations imprimées : référence, désignation, n° de lot, code diluant, date de production et d'expiration

26/09/2023

