



SteriSox®

Référence 253825

Sterisox® 1 paire, tryptone sel



Norme ISO 13307

Microbiologie des aliments
Stade de production primaire
Techniques de prélèvement



Réglementation Européenne

Utilisation :

Kit stérile de prélèvement de surface en élevage de volailles en vue de la recherche de Salmonelle.
Pour collecte de poussière et fientes au sol, dans l'environnement de production des espèces concernées par la réglementation européenne : *Gallus gallus* et dindes

Composition :

- **Sterisox®**
 - 1 paire de chaussons, maille jersey
 - Élastique de maintien
- **Diluant**
 - Tryptone Sel
 - Dose calibrée : 15 ml
- **Sachet de prélèvement**
 - 18x32cm, ouverture facile, avec lien de refermeture
 - Zone d'identification du prélèvement



Reference	Conditionnement	Dimensions du conditionnement
253825	Carton de 200 pièces (8 sachets à fermeture zip 30 x 40 cm, contenant chacun 25 pièces)	60 x 40 x 25 cm

Stérilité et traçabilité :

Mode de stérilisation	Certificat de stérilité	Validité	Traçabilité*
ionisation par rayons gamma Dose ciblée de 20 kilograys minimum	dans chaque carton	12 mois	sur chaque produit / carton



Avant



Après

* informations imprimées : référence, désignation, n° de lot, code diluant, date de production et d'expiration

26/09/2023

