



Be Right™



Sachets tampons de nutriments DBO, 300 mL, paquet de 50

Réf. produit: 1416066

Réactifs DBO

Pour la préparation de l'eau de dilution DBO5. Chaque sachet intègre les nutriments et le tampon APHA spécifiés pour préparer 300 mL d'eau de dilution. Paquet de 50 sachets.

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Application: | Préparation de l'eau de dilution |
| Description: | Nutriments et tampon |
| Formule: | Nutriments et tampon |
| Paramètres: | DBO |
| Plateforme: | Sachets de poudre |
| Propriétés du contenant : | Sachets de poudre |
| Unités: | 50/pk |
| Volume / taille du carton: | 300 mL |

Accessoires obligatoires

- Inoculum de semences DBO, Polyseed, paquet de 50 capsules (Item 2918700)
- Solution étalon de DBO, 300 mg/L, paquet de 16 - fioles Voluette de 10 mL (Item 1486510)
- Inhibiteur de nitrification pour DBO, Formule 2533, TCMP, 35 g (Item 253335)