

PG 8582 CD [WW AD CM]

Laveur-désinfecteur

avec doseurs de produits liquides, séchage air chaud DryPlus & contrôle conduc.



- Perf./charge p. ex. 8 compléments à mailles DIN ou 1-2 kits MIC
- Sécurité – Contrôle conductivité, bras lavage et pression rinçage
- Consommation d'eau réduite de 68 % par rapp. au modèle précédent*
- Séchage à l'air chaud efficace – #DryPlus#<inRef.objid>Z
- Sécurité – traçabilité des processus

* par rapport au programme VarioTD du G 7892

Code EAN: 4002515624821 / Numéro de matériel: 10215740 / Ancien Numéro de matériel: 62858250F

| Design et modèle | |
|---|--|
| Modèle | Appareil posable, encastrable, large, sans couvercle |
| Habillage extérieur | Inox |
| Encastrable | • |
| AutoClose – Verrouillage de porte automatique | • |
| Alarme, signal sonore en fin de programme | • |
| Accès SAV facilité | • |
| Application | |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux cabinets médicaux | • |
| Convient aux cabinets de chirurgie ambulatoire | • |
| Convient aux pompiers et aux services de secours | • |
| Capacité | |
| Complément à mailles DIN par charge [nombre] | 8 |
| Spéculum gynécologiques par charge [nombre] | 42 |
| Kits CMI par charge [nombre] | 1-2 |
| Kits AN par charge [nombre] | 2-3 |
| Instruments avec lumen par charge [nombre] | 44 |
| Performances | |
| Pompe de circulation, Qmax en l/min. | 500 |
| Volume utile de la cuve en l | 145,00 |
| Heures de fonctionnement testées | 15000 |
| Durée minimale de programme (nettoyage et désinfection) en min. | 22 |
| Température de rinçage maximale en °C | 93 |
| Commande | |
| Type de commande | TouchControl |
| Sélection du programme | Touch on Metal |
| Touches de sélection rapide | • |
| Départ différé max. en h | 24 |
| Possibilité de programmation | Programmable |
| Programmes [nombre] | 19 |
| Emplacements libres de programme [nombre] | 2 |
| Commande de valeur A0 | • |
| Détection en cas de panne de programme | • |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage de déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 50HZ |
| Puissance de chauffe électrique en kW | 8,50 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 9,30 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,80 |
| Variante de tension possible 1 | |
| Raccordement électrique | AC 230V 50HZ |
| Puissance de chauffe électrique en kW | 2,50 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 3,30 |
| Protection par fusible en A | 16 |

PG 8582 CD [WW AD CM]

Laveur-désinfecteur

avec doseurs de produits liquides, séchage air chaud DryPlus & contrôle conduc.



Code EAN: 4002515624821 / Numéro de matériel: 10215740 / Ancien Numéro de matériel: 62858250F

| Raccordement à l'eau/vidange | |
|---|----------------------|
| Eau froide [nombre] | 1 |
| Eau froide pour le condenseur de vapeur [nombre] | 1 |
| Eau chaude [nombre] | 1 |
| Pression d'écoulement requise en kPa | 200-1000 |
| Eau déminéralisée [nombre] | 1 |
| Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm | 100 |
| Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l | 10,70 |
| Pompe de vidange [DN] | 22 |
| Adoucisseur d'eau intégré | • |
| Système anti-fuites | Système Aquasécurité |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 820 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 900 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 600 |
| Cuve, hauteur utile en mm | 520 |
| Cuve, largeur utile en mm | 530 |
| Poids net en kg | 98 |
| Dispositif de séchage | |
| Dispositif de séchage intégré | • |
| Ventilateur en kW | 0,30 |
| Batterie de chauffe en kW | 2,20 |
| Puissance de ventilation en m ³ /h | 60 |
| Réglage de la durée par palier de 1 minute | 0-120 |
| Classe de filtre Hepa | H14 |
| Classe de filtration du filtre Hepa (selon la norme DIN EN 1822) en % | 99,99 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 1095 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 1200 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 800 |
| Cuve, profondeur du panier supérieur en mm | 474 |
| Cuve, profondeur du panier inférieur en mm | 520 |
| Poids brut en kg | 133 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 1,45 |
| Équipement | |
| Pompes de dosage intégrées supplémentaires (option) | • |
| Contrôle du volume de dosage | • |
| Interface pour la traçabilité (option) | • |
| Interface SAV | • |
| Composants complets (option) | • |
| Programmes | |
| Vario TD Instr 4 paniers | • |
| Vario TD Instr 6 paniers | • |
| Vario TD Instr 8 paniers | • |
| Vario TD AN | • |
| Vario TD CMI | • |
| Vario TD GYN | • |

PG 8582 CD [WW AD CM]

Laveur-désinfecteur

avec doseurs de produits liquides, séchage air chaud DryPlus & contrôle conduc.