



## COMPTEUR / DECOMPTEURS – 4 canaux



### Ref 437/2E – 1 compteur / 3 décompteurs

- 3 lignes d'affichage
- 3 alarmes 1' / 3 mémoires
- Capacité 20
- Compteur au 1/100<sup>ème</sup> sec / Décomptage par pas de 1 sec
- Dépassement de temps
- Bip d'alarme différent pour chaque canal
- Horloge
- Béquille / Aimant
- Ecran : 47x41mm / Chiffres 5mm
- Dim : 65x85x25mm /100g
- Piles : 2xLR44

