



Référence 253860

Eponge, tryptone sel, dans sachet à lien de refermeture



**ISO 18593 standard
ISO 17604 standard**

Utilisation :

Kit stérile de prélèvement de surface en cours de production, en industrie agro-alimentaire, et contrôles de carcasses en abattoirs.
Bactéries recherchées : Listeria, Salmonella, autres pathogènes.

Composition :

- **Eponge :**
 - Cellulose qualité premium
 - 8x4cm, épaisseur 1,2 à 1,6cm
- **Diluant**
 - Tryptone sel
 - Dose calibrée : 10 ml
- **Sachet de prélèvement bleu**
 - 18x30cm, ouverture facile, avec lien de refermeture
 - Large zone d'identification du prélèvement



Référence	Conditionnement
253860	Carton de 50 pièces

Stérilité et traçabilité :

Mode de stérilisation	Certificat de stérilité	Validité	Traçabilité *
ionisation par rayons gamma Dose ciblée de 20 kilograys minimum	dans chaque carton	12 mois	sur chaque produit / carton



Avant



Après

* informations imprimées : référence, désignation, n° de lot, code diluant, date de production et d'expiration