



Norme ISO 13307

Microbiologie des aliments
Stade de production primaire
Techniques de prélèvement



**Réglementation
Européenne**

Reference Humeau 253847

2 sur-bottes + 2 gants stériles

Utilisation :

Accessoires stériles complémentaire aux kits stériles StériSox®
Pour prélèvement au sol en élevages de volailles.

Adapté aux références:
A04130, A04137, A04139, A04142 et A04149

Composition :

- **1 paire de sur-bottes**
 - Taille universelle, adapté aux bottes de grande taille
 - Élastique de maintien
 - En plastique transparent résistant
- **Paire de gants**
 - Bleu, qualité vinyle,
 - Ambidextres, non-poudrés,
 - Taille 9 (L)
 - Livré dans un sachet zip 18 x 25cm, avec les 2 sur-bottes



Référence	Conditionnement	Dimensions du conditionnement
253847	100 pièces par carton	60 x 40 x 25 cm

Stérilité et traçabilité :

Mode de stérilisation	Certificat de stérilité	Validité	Traçabilité*
ionisation par rayons gamma Dose ciblée de 20 kilograys minimum	dans chaque carton	24 mois	sur chaque produit / carton



Avant



Après

* informations imprimées : référence, désignation, n° de lot, code diluant, date de production et d'expiration

09/11/2023

