



**Envoyez vos
tubes à essai
à la retraite.**

Nouveau: Inlabtec Serial Dilution System.


Plus rapide et à dix fois moins cher que des dilutions en série avec tubes à essai.

Le **Serial Diluter** ajoute la solution de dilution à l'échantillon avec précision et de manière fiable.

En raison de la grande pureté et du coût avantageux la préparation laborieuse des tubes à essai est supprimée avec les **Serial Dilution Bags**

En appuyant sur une touche, les échantillons dans les **Serial Dilution Bags** sont dilués rapidement et de manière homogène.

Les Bags utilisés sont simplement placés dans le **Bag Shell** ou éliminés directement



Le Serial Diluter est un appareil unique au monde pour l'application simple, rapide et précise pour des dilutions en série pour la numération bactérienne dans le contrôle alimentaire.

Commandez un appareil d'essai maintenant: www.inlabtec.com

Plus besoin du:

- Lavage, remplissage, fermeture et l'autoclavage de tubes à essai
- Contrôle de volume après autoclavage
- Stockage des tubes de dilution préparés
- Manipulation des tubes à essai et des bouchons pendant le pipetage
- Mélange manuel

Ce que nous vous offrons

- Des économies de temps en supprimant la préparation des tubes à essais
- Mélange et dilution automatique par simple pression sur une touche
- Un travail efficace et ergonomique
- Economies de coûts et de temps, même pour peu d'échantillons
- Courte durée d'amortissement

Distributeur:

 **INLABTEC**

INLABTEC AG Oberstraße 149 CH-9000 St. Gallen
+41 71 222 48 65 info@inlabtec.com www.inlabtec.com