


**Panneau PVC expansé LYX-CEL de
marque THYSSEN**

Le panneau en PVC expansé blanc brillant, utilisé dans les fabrications EQUIP LABO, est un panneau de plastique (PVC) rigide avec une structure cellulaire particulièrement fine et homogène garantissant ainsi les propriétés de résistance aux produits chimiques du PVC.

Ils sont plaqués systématiquement sur les chants afin de maintenir un aspect de surface brillant sur toutes ses faces.



Caractéristiques techniques

Résistance à l'eau	Faible absorption d'eau et pas de gonflement
Environnement	Conforme aux normes ROHS-REACH
Masse volumique	Faible poids
Résistance au feu	M1 difficilement inflammable

Meubles mobiles en PVC



MEUBLE MOBILE EN PVC BLANC EP.19 MM ET CHANT BLANC

- Dimensions : largeur 535 ou 835 x profondeur 450 x Hauteur 720mm
 - 1 ou 2 portes avec charnières 155° + 1 une tablette intérieure réglable en hauteur
 - 3 tiroirs
 - 2 portes + 1 tiroir avec charnières 155° + 1 une tablette intérieure réglable en hauteur
- Poignée filante en PVC blanc
- 4 roulettes de diamètre 75 mm dont 2 à freins