









Size 30 - 260/HPP400



Size 450 - 750/HPP1060



reinforced size 110 - UF1060 ^(A)



effective area of grids (standard equipment)		
size	width	depth
30	360	205
55/75	360	282
110/160	510	358
260/HPP400	600	453
450/750/HPP1060	975	538
effective area reinforced grids		
110/160	498	344
260	596	440
450/750	944	534
UF1060	944	792

Geräte	UN UF IN IF IPP HPP IPS ICP ICH ICO
Größen	30 50 55 75 105 110 150 160 240 260 450 750

Geprüft KL "C "

Verwendung / usage				Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden		It is neither allowed to copy this drawing nor to make it available to third persons without permission.		Maßstab/ scale 1:10		Gewicht/ weight 4008.43 g		Toleranz nach/ applicable tolerance DIN 2768 mK	
Zubehoer				Änderungen vorbehalten		Subject to change		Werkstoff/material					
-				-		Datum:		Benennung/description					
-				-		Erstellt 17.04.2013		Uebersicht Gitterroste / overview grids					
-				-		Geändert 20.04.2017		pankosz					
-				-		Geprüft 21.04.2017		kopp					
-				-		Freigabe -		-					
-				-		30.10.2013		spangenberg		Zeichnungsnummer/drawing number			
A				1060 ergänzt		22.12.2014		spangenberg		Artikelnummer/item number			
B				Stueckliste angepasst		01.03.2017		kopp		Blatt/sheet			
C				Bitte freigeben		20.04.2017		pankosz		D31925			
Zust:				Änderung:		Datum:		Name:		B31925			
										1/2 A3			
										Zeichnungsversion: 28			
										Artikelversion: 22			
										Ers. f.:			
										Ers. d.:			