



Maßstab 1:5

Stainless Steel grid HPP1400 (standard equipment)

Load max 30kg (surface load)

in Bearbeitung SF

Geräte -  
Größen -

Verwendung / usage		Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden		It is neither allowed to copy this drawing nor to make it available to third persons without permission.		Maßstab/ scale 1:5	Gewicht/ weight 2588.27 g	Toleranz nach/ applicable tolerance DIN 2768 mK
		Änderungen vorbehalten		Subject to change		Werkstoff/material 1.4301 / AISI 304		
		Datum:		Name:		Benennung/description Gitterrost HPP1400		
		Erstellt 11.05.2015		duffner				
		Geändert -		-				
		Geprüft -		-				
		Freigabe -		-				
						Zeichnungsnummer/drawing number		Artikelnummer/item number
						D36904		E36904
						Zeichnungsversion: 5		Artikelversion: 6
						Ers. f.:		Ers. d.:
								1/1 A3
		Zust:		Änderung:		Datum:		Name:

**memmert**

GmbH+Co.KG  
Postfach 1720  
D-91107 Schwabach