

SÉRIE 790+M**EN 14470-1 EN 1363-1**

ARMOIRES DE SÉCURITÉ MULTIRISQUES EN 14470-1 105 MINUTES POUR PRODUITS CHIMIQUES DIVERS

CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et ISO 7010, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04-2004).
- Conformes aux articles R5132-66 et R5132-68 du Code de la Santé Publique.

AVANTAGES

- Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire européen indépendant.
- Séparation par familles de produits dangereux conformément au Code de la Santé Publique et aux recommandations de l'I.N.R.S.
- Poignée sur toute la hauteur de l'armoire pour une meilleure ergonomie et une facilité d'ouverture
- Piètement permettant un déplacement aisé par transpalette : évite les lourdes manipulations et permet de déplacer aisément l'armoire en cas de nouvel aménagement
- Cache-plinthe esthétique et simple d'utilisation sans nécessité d'outil de fixation


CARACTÈRES TECHNIQUES

Se reporter au paragraphe « compartiment produits inflammables EN 14470-1 » des « armoires Multirisques EN 14470-1 - Série 11.B » page précédente.


Vous pouvez également vous reporter à la section « armoires de sécurité pour produits inflammables et explosifs ».

OPTIONS

- Étagère supplémentaire
- Caillebotis pour bac de rétention
- Tiroir/bac de rétention coulissant
- Surprotections en PVC
- Caissons de ventilation ou de filtration
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles)
- Possibilité de portes de couleur jaune sur les modèles 794 et 795



▲ 795+M22 + 1x E48



▲ 792+M11 ▲ 798+M2 ▲ 793+M11 ▲ 793+M12 ▲ 794+M2 ▲ 794+M3 ▲ 794+M4 ▲ 795+M11 ▲ 795+M12 ▲ 795+M13 ▲ 795+M22

| Réf. | Désignation | Type et capacité de stockage par compartiment (L) * | | | | Dimensions H x L x P (mm) | Fournie avec | | | Poids (kg) |
|---------|--|---|-----|----|----|----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------|
| | | | | | | | Étagère de rétention | Bac de rétention | Caillebotis pour bac | |
| 792+M11 | Armoire sous-pailasse 2 portes à 2 compartiments | 28 | 28 | - | - | 630 x 635 x 570 ⁽¹⁾ | 2 | 2 | option | 221 |
| 793+M11 | Armoire comptoir 2 portes à 2 compartiments | 55 | 55 | - | - | 1080 x 1135 x 670 ⁽²⁾ | 2 | 2 | 2 | 311 |
| 793+M12 | Armoire comptoir 2 portes à 3 compartiments | 55 | 28 | - | 28 | 1100 x 1137 x 670 ⁽²⁾ | 1 | 3 | 3 | 317 |
| 798+M2 | Armoire comptoir 1 porte à 2 compartiments | 28 | 28 | - | - | 1100 x 635 x 670 ⁽²⁾ | - | 2 | 2 | 194 |
| 794+M2 | Armoire haute 1 porte à 2 compartiments | 55 | 55 | - | - | 1950 x 635 x 620 ⁽³⁾ | 2 | 2 | 2 | 304 |
| 794+M3 | Armoire haute 1 porte à 3 compartiments | 30 | 30 | - | 30 | 1950 x 635 x 620 ⁽³⁾ | 3 | 3 | option | 307 |
| 794+M4 | Armoire haute 1 porte à 4 compartiments | 22 | 22 | 22 | 22 | 1950 x 635 x 620 ⁽³⁾ | - | 4 | 4 | 320 |
| 795+M11 | Armoire haute 2 portes à 2 compartiments | 120 | 120 | - | - | 1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾ | 6 | 2 | option | 477 |
| 795+M12 | Armoire haute 2 portes à 3 compartiments | 120 | 55 | - | 55 | 1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾ | 5 | 3 | 2 | 486 |
| 795+M13 | Armoire haute 2 portes à 4 compartiments | 120 | 28 | 28 | 28 | 1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾ | 6 | 4 | option | 489 |
| 795+M22 | Armoire haute 2 portes à 4 compartiments | 55 | 55 | 55 | 55 | 1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾ | 4 | 4 | 4 | 497 |

(1) Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 520 mm

(2) Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 620 mm

(3) Hauteur avec le manchon de raccordement au-dessus. Hauteur sans manchon : 1900 mm

* Les compartiments peuvent-être modifiés et aménagés selon vos demandes.

Reportez-vous au tableau d'incompatibilités chimiques et aux précautions d'emploi, afin de valider la configuration de votre armoire selon vos besoins.

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Gamme phytosanitaires

Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Rétention et Réceptifs

Armoires à documents Équipements anti-feu

Douches et premiers secours