

TMS/2S by MIRIMA MEDICAL

⊕ TOUT USAGE
DISPONIBLES AVEC
OU SANS DOSSIER

Destiné à tous les praticiens médicaux. Convient tout particulièrement au kinésithérapeutes.


ASSISE AU CHOIX FINE (2S)
OU ÉPAISSE (3E).

ASSISE 2S
Assise Ø34 cm, épaisseur 4 cm.
Bois moulé et mousse haute densité
HR40. Revêtement classé M1 ou M2.
Contreplaque PS/PE noire.

ASSISE 3E
Assise Ø34 cm, épaisseur 6 cm.
Bois moulé et mousse haute densité
HR40. Revêtement classé M1 ou M2.
Contreplaque PS/PE noire.

DÉCLENCHEMENT DU
RÉGLAGE EN HAUTEUR PAR
COMMANDE MANUELLE

REVÊTEMENT RECOMMANDÉ
POUR LES KINESITHERAPEUTES :
ANTIDERAPANT PEARL GRIS



PROTECTION SOUS ASSISE
EN ABS POUR L'HYGIÈNE

ASSISE PIVOTANTE.

RÉGLAGE EN HAUTEUR
DE 45 À 70 CM ENVIRON
PAR VÉRIN MÉCANIQUE
BREVETÉ GARANTI 15 ANS

PIÉTEMENT SOCLE CHROMÉ
Ø35 CM JONC ÉLASTOMÈRE
NOIR ANTIDÉRAPANT, ANTIBRUIT,
ANTI-TRACE

OPTION



DOSSIER OVALE, FIXE.
Épaisseur 2,5 cm
Hauteur 25cm.
Hêtre lamellé et mousse
haute densité HR35.
Revêtement identique à
l'assise.
Contreplaque ABS
noire et lame dossier
noire en acier.

Options

Revêtement antidérapant Pear	×
Système gaz	×
Revêtement antidérapant sur assise	×

POIDS ENVIRON	7 kg		
COLISAGE	36 X 36 X 60 cm		
CLASSEMENT AU FEU	M2	M1 (en option)	

COSMOS SATURNE

Lilas 010 65 005	Clémentine 010 65 003	Kiwi 010 65 007	Coquelicot 012 02 002	Bleuet 012 02 003
Framboise 010 65 002	Iris 010 65 008	Jonquille 012 02 001	Blanc 010 65 010	Noir 010 65 011

MUNDIAL

Myosotis 011 73 033	Neige 011 73 015	Sable 011 73 008	Brume 011 73 006
Cerise 011 73 009	Macadam 011 73 007	Saphir 011 73 005	Charbon 011 73 001