



designed for scientists



## MF 0.5

/// Fiche technique

Tamis interchangeables qui se placent à l'intérieur des têtes de broyage et permettent une limitation maximale de la granulométrie de la matière broyée. D'autres diamètres d'orifice sont disponibles sur demande. Tamis à placer dans la tête de broyage à lames MF 10.1 ou dans la tête de broyage à chocs MF10.2 avec diamètre des orifices de 0,5 mm.



designed for scientists

### Données techniques

---

Poids [kg]

0.016

---

