

Référence 4321 - Gabarit stérile 10 x 10 cm**Référence HUMEAU : 757.004321.02****Utilisation : gabarit à usage unique**


- Pour assurer une surface constante de 100 cm² lors du prélèvement
- A associer notamment avec les dispositifs éponge pour prélèvements de carcasses : réf. A04318C et A04319C
- Version économique : 5 gabarits dans un sachet zip 18 x 25 cm

**Matière**

PVC film blanc 0.5 mm d'épaisseur
Garanti contact alimentaire

Conditionnement de vente

Carton de 260 gabarits, soit 52 sachets de 5 gabarits
Poids du carton : 2.5 kg environ
Dimensions du carton : L 26 x l 21 x h 17 cm

**Stérilisation et traçabilité**

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys
étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 2 ans à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque sachet de 5 gabarits :
Référence, libellé, n° de lot, et date de validité



4321 GABARITS STERILES 10X10 CM 5 PIECES
LOT 1 06 2018 EXP 30 06 2020
M7 S8 L3 30/05/18 15:15

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com

