



designed for scientists



R 1313 Tige à turboagitation axiale

/// Fiche technique

Aspiration du mélange par le haut. Produit un écoulement axial du mélange dans le récipient. Risque minimal de blessures en cas de contact avec le récipient. Cisaillement réduit. Utilisation avec des vitesses moyennes à élevées.



designed for scientists

Données techniques

| | |
|------------------------------|------|
| Diamètre de l'agitateur [mm] | 70 |
| Diamètre de l'arbre [mm] | 10 |
| Longueur de l'arbre [mm] | 400 |
| Vitesse max. [rpm] | 800 |
| Poids [kg] | 0.37 |

