

# IKA

designed for scientists



## MT 40.10

/// Fiche technique

Le bol de broyage à usage unique permet de broyer des matériaux souples, fibreux, friable, durs jusqu'à 5 Mohr. Le celui-ci est fait en matières plastiques transparent afin d'observer le déroulement des essais. Il se caractérise de par son excellente résistance aux produits chimiques et aux aléas de température.

volume utile: 40 ml

quantité: 10 pièces / paquet

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Apporter des modifications techniques

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

### Données techniques

---

Poids [kg]

0.394

---

