

# IKA

designed for scientists



## R 1381 Tige à hélice, 3 ailettes

/// Fiche technique

Forme aérodynamique. Aspiration du mélange par le haut et par le bas. Faible cisaillement. Utilisation avec des vitesses moyennes à élevées.

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Apporter des modifications techniques



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

### Données techniques

Diamètre de l'agitateur [mm]	45
Diamètre de l'arbre [mm]	8
Longueur de l'arbre [mm]	350
Vitesse max. [rpm]	2000
Poids [kg]	0.164