



designed for scientists



R 1302 Tige à disque dissolvant

/// Fiche technique

Écoulement radial. Aspiration du mélange par le haut et par le bas. Fortes turbulences et cisaillement élevés, fragmentation des particules. Utilisation avec des vitesses moyennes à élevées.



designed for scientists

Données techniques

Diamètre de l'agitateur [mm]	100
Diamètre de l'arbre [mm]	10
Longueur de l'arbre [mm]	350
Vitesse max. [rpm]	1000
Poids [kg]	0.312

