


BL 224 Basic

- Écran LCD rétro-éclairé.
 - Calibration externe.
 - Pieds réglables pour mise à niveau.
 - Indicateur de stabilité.
 - Port RS 232.
 - Fenêtres coulissantes sur 3 côtés.
 - Fournie avec une masse d'échantillon (classe de précision E2).
 - Fournie avec un rapport d'étalonnage.
- Le rapport d'étalonnage est réalisé en utilisant un ensemble certifié :
- >Test de répétabilité.
 - >Test de linéarité.
 - >Test de charge décentrée (précision).



Fournie avec une masse d'échantillon (classe de précision E2) pour les tests et la calibration.



Référence	Modèle	Capacité	Division	Reproductibilité	Calibration	Dimension plateau
042.000000.02	BL 224 Basic	220 g	0,1 mg	0,3 mg	Externe	Ø 80 mm