



# BL 224 Touch

- Écran tactile haute definition.
- Calibrage interne automatique.
- Protocole GLP.
- Fonctions multiples: pourcentages, statistiques, densité.
- Temps de lecture et filtre de stabilité ajustables.
- Port RS 232.
- Fenêtres coulissantes sur 3 côtés.
- Fournie avec un rapport d'étalonnage.  
Le rapport d'étalonnage est réalisé en utilisant un ensemble certifié :
  - >Test de répétabilité.
  - >Test de linéarité.
  - >Test de charge décentrée (précision).



Fonctions du menu.



Menu de calibration.



Référence	Modèle	Capacité	Division	Reproductibilité	Calibration	Dimension plateau
042.000000.00	BL 224 Touch	220 g	0,1 mg	0,2 mg	Automatique Interne	Ø 80 mm