


BL 224



- Écran LCD rétro-éclairé.
- Calibrage interne automatique.
- Fonctions multiples : pourcentage, pesée dynamique, statistiques, calibration de la pipette, densité ...
- Temps de lecture et filtre de stabilité ajustables.
- Port RS 232.
- Indicateur de capacité et de stabilité.
- Fenêtres coulissantes sur 3 côtés.
- Livrée avec housse de protection souple.
- Fournie avec un rapport d'étalonnage.
Le rapport d'étalonnage est réalisé en utilisant un ensemble certifié :
 - >Test de répétabilité.
 - >Test de linéarité.
 - >Test de charge décentrée (précision).



Écran rétro-éclairé.



Référence	Modèle	Capacité	Division	Reproductibilité	Calibration	Dimension plateau
042.000000.01	BL 224	220 g	0,1 mg	0,1 mg	Automatique Interne	Ø 90 mm