



- Écran LCD rétro-éclairé.
- Batterie rechargeable.
- Port RS 232.
- Indicateur de capacité et de stabilité.
- 21 unités de mesures différentes.
- Fournie avec un poids de contrôle externe.
- Fournie avec un rapport d'étalonnage, seulement pour les modèles BL 602 / BL 2002 / BL 3001 / BL 6001  
Le rapport d'étalonnage est réalisé en utilisant un ensemble certifié :
  - >Test de répétabilité.
  - >Test de linéarité.
  - >Test de charge décentrée (précision).

## BL 303



## BL 602



## BL 2002



## BL 3001 / BL 6001



Référence	Modèle	Capacité	Division	Reproductibilité	Calibration	Dimension plateau	Avec certificat d'étalonnage
042.000000.03	BL 303	300 g	0,001 g	0,001 g	Externe	Ø 118 mm	Non
042.000000.06	BL 602	600 g	0,01 g	0,01 g	Externe	Ø 118 mm	DKD 042.000000.22
042.000000.04	BL 2002	2 000 g	0,01 g	0,01 g	Externe	188 x 148 mm	DKD 042.000000.20
042.000000.08	BL 3001	3 000 g	0,1 g	0,1 g	Externe	188 x 148 mm	DKD 042.000000.24
042.000000.07	BL 6001	6 000 g	0,1 g	0,1 g	Externe	188 x 148 mm	DKD 042.000000.23