


BL 30K1




- Écran LCD rétro-éclairé.
- Indicateur de stabilité.
- Batterie rechargeable et adaptateur secteur.
- Plaque en acier inoxydable.
- Clavier étanche.



Référence	Modèle	Capacité	Division	Reproductibilité	Calibration	Dimension plateau
042.000000.09	BL 30K1	30 kg	0,1 g	0,2 g	Externe	330 x 260 mm

Livré avec rapport d'étalonnage DKD : 042.000000.25

BL 30K




- Écran LCD rétro-éclairé.
- Batterie rechargeable et adaptateur secteur.
- Port RS 232.
- Plaque en acier inoxydable.



Référence	Modèle	Capacité	Division	Reproductibilité	Calibration	Dimension plateau
042.270012.03	BL 30K	30 kg	1 g	1 g	Externe	255 x 190 mm

Livré avec rapport d'étalonnage DKD : 042.000000.26

BL 100K



- Grand écran LCD rétro-éclairé.
- Port RS 232.
- Plaque en acier inoxydable.
- Écran amovible pour application murale.



Référence	Modèle	Capacité	Division	Reproductibilité	Calibration	Dimension plateau
042.000000.10	BL 100K	100 kg	10 g	10 g	Externe	300 x 400 mm

Livré avec rapport d'étalonnage DKD : 042.000000.27