

110047010H

270.055003.02

## Boîtes de Pétri Ø 55 avec 3 ergots – Irradiées

### Pour analyses microbiologiques

#### Caractéristiques

Matière	Polystyrene Cristal transparent
Ergots de ventilation	3
Ø fond	55 mm
Ø couvercle	58 mm
Hauteur totale	14.3 mm
Planéité	< 1 mm
T° d'utilisation	-40°C / +65°C
T° de coulage	< 60°C

#### Conditionnement

Nombre de boîtes / carton	1200
Nombre de boîtes / sachet	15
Nombre de suremballage	1
Condition de stockage	Température ambiante

#### Qualité

Biocharge	Inférieure à 10 <sup>-4</sup> pa boîte
Qualité sanitaire	Irradiation à 10kgy
Traçabilité	Etiquette code-barres, lot de fabrication
Conformité aux normes :	ISO 24998
	Absence de métaux lourds – directive CE/94/62
	Alimentarité matière – règlement (CE) n° 1935/2004

#### PRECAUTION

USAGE UNIQUE

