

110006010H



270.210010.02

Boîtes de Pétri Ø 90 sans ergots

Pour analyses microbiologiques

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matière | Polystyrene Cristal transparent |
| Ergots de ventilation | 0 |
| Ø fond | 87.5 mm |
| Ø couvercle | 91 mm |
| Hauteur totale | 14 mm |
| Planéité | < 1 mm |
| T° d'utilisation | -40°C / +65°C |
| T° de coulage | < 60°C |

Conditionnement

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Nombre de boîtes / carton | 500 |
| Nombre de boîtes / sachet | 20 |
| Nombre de suremballage | 1 |
| Condition de stockage | Température ambiante |

Qualité

| | |
|-------------------------|--|
| Biocharge | / |
| Qualité sanitaire | Aseptique |
| Traçabilité | Etiquette code-barres, lot de fabrication |
| Conformité aux normes : | ISO 24998 |
| | Absence de métaux lourds – directive CE/94/62 |
| | Alimentarité matière – règlement (CE) n° 1935/2004 |

PRECAUTION

USAGE UNIQUE

