

110004010H  
270.220090.02



## Boîtes de Pétri Ø 90 avec 3 ergots – Irradiées

### Pour analyses microbiologiques

### Caractéristiques

Matière	Polystyrene Cristal transparent
Ergots de ventilation	3
Ø fond	87.5 mm
Ø couvercle	91 mm
Hauteur totale	14 mm
Planéité	< 1 mm
T° d'utilisation	-40°C / +65°C
T° de coulage	< 60°C

### Conditionnement

Nombre de boîtes / carton	500
Nombre de boîtes / sachet	20
Nombre de suremballage	1
Condition de stockage	Température ambiante

### Qualité

Biocharge	Inférieure à 10 <sup>-4</sup> par boîte
Qualité sanitaire	Irradiation à 10kgy
Traçabilité	Etiquette code-barres, lot de fabrication
Conformité aux normes :	ISO 24998
	Absence de métaux lourds – directive CE/94/62
	Alimentarité matière – règlement (CE) n° 1935/2004

### PRECAUTION

USAGE UNIQUE

