



110050010H  
270.300140.02

**Boites de Pétri Ø 140 avec 3 ergots**

**Pour analyses microbiologiques**

## Caractéristiques

Matière	Polystyrene Cristal transparent
Ergots de ventilation	3
Ø fond	137.5 mm
Ø couvercle	143.5 mm
Hauteur totale	20 mm
Planéité	< 1.5 mm
T° d'utilisation	-40°C / +65°C
T° de coulage	< 60°C

## Conditionnement

Nombre de boites / carton	165
Nombre de boites / sachet	15
Nombre de suremballage	1
Condition de stockage	Température ambiante

## Qualité

Biocharge	/
Qualité sanitaire	Aseptique
Traçabilité	Etiquette code-barres , lot de fabrication
Conformité aux normes :	ISO 24998
	Absence de métaux lourds – directive CE/94/62
	Alimentarité matière – règlement (CE) n° 1935/2004

## PRECAUTION

USAGE UNIQUE

