



110051010H
270.400140.02

Boîtes de Pétri Ø 140 avec 3 ergots - Irradiées

Pour analyses microbiologiques

Caractéristiques

Matière	Polystyrene Cristal transparent
Ergots de ventilation	3
Ø fond	137.5 mm
Ø couvercle	143.5 mm
Hauteur totale	20 mm
Planéité	< 1.5 mm
T° d'utilisation	-40°C / +65°C
T° de coulage	< 60°C

Conditionnement

Nombre de boîtes / carton	165
Nombre de boîtes / sachet	15
Nombre de suremballage	1
Condition de stockage	Température ambiante

Qualité

Biocharge	Inférieure à 10-4 par boîte
Qualité sanitaire	Irradiation à 10kgy
Traçabilité	Etiquette code-barres, lot de fabrication
Conformité aux normes :	ISO 24998
	Absence de métaux lourds - directive CE/94/62
	Alimentarité matière - règlement (CE) n° 1935/2004

PRECAUTION

USAGE UNIQUE

