

Référence 4030 – Chiffonnette 34 x 37 cm, bouillon neutralisant, sachet déchirable à refermeture, version 2 gants

Référence Humeau : 757.000500.02

Usages

Contrôles en élevages après désinfection

Caractéristiques

- Chiffonnette blanche, non-tissé, structure alvéolée dimensions 34 x 37 cm
- Imprégnation « **BN** » :
25 ml d'eau peptonée tamponnée à 10% de neutralisant
L'agent neutralisant empêche l'action inhibitrice des résidus de désinfectants et antiseptiques (voir composition du neutralisant)
Dose reproductible et calibrée
- Sachet déchirable, 18 x 30 cm, à refermeture par lien métallique, comprenant protocole de prélèvement imprimé en vert avec zone d'identification
- Version unitaire avec 2 gants vinyle bleus taille 8-9 ambidextres poudrés, dans un sachet zip 18 x 25 cm



Conditionnement de vente

Carton de 100 pièces
Dimensions du carton 40 x 30 x 30 cm environ
Poids du carton 7 kg environ

Stérilisation et traçabilité

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys
étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 1 an à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque dispositif : référence, libellé, n° de lot, code diluant et date de validité

