

Référence 4107C–Chiffonnette 34x16cm, 10mL bouillon neutralisant, sachet bleu déchirable à fermeture, version 2 gants

Référence Humeau : 757.001200.02

Usages

Dispositif stérile de prélèvement de surface.
Contrôles de l'efficacité de la désinfection en secteur agro-alimentaire.

Caractéristiques

- Chiffonnette bleue, non-tissé, structure alvéolée dimensions 34 x 16 cm
- Imprégnation « **BN** » :
10 ml d'eau peptonée tamponnée à 10 % de neutralisant
L'agent neutralisant empêche l'action inhibitrice des résidus de désinfectants et antiseptiques (voir composition du neutralisant)
Dose reproductible et calibrée
- Sachet bleu déchirable, 18 x 30 cm à fermeture par lien métallique avec zone d'identification
- Version unitaire avec 2 gants vinyle bleus taille 8-9 ambidextres poudrés, dans un sachet zip 18 x 25 cm



Conditionnement de vente

Carton de 130 pièces (130 x 1 pièce)
Dimensions du carton 40 x 30 x 20 cm
Poids du carton 6.20 kg environ

Stérilisation et traçabilité

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys
étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 1 an à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque dispositif : référence, libellé, n° de lot, code diluant et date de validité



4107C CONTROL DESINFEC 2 G
LOT BN 3 05 2018 EXP 30 05 2019
L3 S8 M7 23/05/18 10:53