

Référence 4089C – Chiffonnette 34 x 30 cm, bouillon neutralisant, structure pleine, sachet bleu déchirable à fermeture, version 2 gants

Référence Humeau : 757.004089.02

Usages

Contrôles après désinfection en élevages et en agro-alimentaire

Caractéristiques

- Chiffonnette blanche, non-tissé, structure pleine
Dimensions 34 x 30 cm
- Imprégnation « **BN** » :
12 ml d'eau peptonée tamponnée à 10 % de neutralisant
L'agent neutralisant empêche l'action inhibitrice des résidus de désinfectants et antiseptiques (voir composition du neutralisant)
Dose reproductible et calibrée
- Sachet bleu déchirable 18 x 30 cm, à fermeture par lien métallique, avec zone d'identification
- Version unitaire avec 2 gants vinyle bleus taille 8-9 ambidextres poudrés, dans un sachet zip 18 x 25 cm



Unité de vente

Carton de 120 pièces
Dimensions du carton 40 x 30 x 30 cm environ
Poids du carton 6.70 kg environ

Stérilisation et traçabilité

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys
étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 1 an à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque dispositif : référence, libellé, n° de lot, code diluant et date de validité

