

**Référence 4615 - Chiffonnette 34 x 30 cm, eau distillée à 10% de neutralisant, sachet de prélèvement bleu prédécoupe laser, par 20 pièces**  
**Référence Humeau : 757.104615.02**

## Usages

Contrôles après désinfection en agro-alimentaire

## Caractéristiques

- Chiffonnette bleue, non-tissé, structure pleine, dimensions 34 x 30 cm
- Imprégnation « **EN** » :  
12 ml d'eau distillée  
à 10 % de neutralisant  
L'agent neutralisant empêche l'action inhibitrice des résidus de désinfectants et antiseptiques  
(Cf. composition du neutralisant)  
Dose reproductible et calibrée
- Sachet bleu déchirable à prédécoupe laser, l 20 x h 32.5 cm, une face bleue pour identification du prélèvement, une face transparente avec n° de lot
- Version économique :  
pack de 20 pièces dans sachet zip 30 x 40 cm



## Conditionnement

Carton de 140 pièces (7 x 20 pièces)  
Dimensions du carton 40 x 30 x 30 cm

## Stérilisation et traçabilité

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys  
étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 1 an à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque dispositif : référence, libellé, n° de lot, code diluant et date de validité



4615 EAU NEUTRAL 34x30CM  
LOT EN 3 05 2018 EXP 30 05 2019  
L4 P6 M8 22/05/18 14:07