

Référence 4023 - Chiffonnette 34 x 37 cm, eau distillée, sachet déchirable à fermeture, version avec 2 gants Référence HUMEAU : 757.002500.02

Usages

Contrôles en élevages.
Exemple : prélèvement de fientes et de poussières

Caractéristiques

- Chiffonnette bleue, non-tissé, structure alvéolée, dimensions 34 x 37 cm
- Imprégnation « **RO** » : 30 ml d'eau distillée
Dose reproductible et calibrée
- Sachet déchirable 18 x 30 cm à fermeture par lien métallique, comprenant protocole de prélèvement imprimé en noir avec zone d'identification
- Version unitaire avec 2 gants vinyle bleus taille 8-9 ambidextres poudrés, dans un sachet zip 18 x 25 cm



Conditionnement de vente

Carton de 100 pièces
Dimensions du carton 40 x 30 x 30 cm environ
Poids du carton 7.50 kg environ

Stérilisation et traçabilité

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys
étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 1 an à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque dispositif : référence, libellé, n° de lot, code diluant et date de validité



4023 EAU AGUA WATER 2GANT/GLOVE
LOT RO 1 06 2018 EXP 30 06 2019
S8 M7 L3 06/06/18 11:09