

## MALLETTE D'ANALYSES TA TAC TH CHLORURES A LA GOUTTE SULFITES A LA BANDELETTE



Photo non contractuelle à titre d'illustration

Mallette ABS grise 39 x 28 x 11 cm avec fermoir de couleur avec mousse profilée haute densité contenant tous les éléments nécessaires aux analyses.

### □ Analyses réalisables :

#### Méthodes à la goutte

- TA [305G sans CMR]  
Liquueur Alca N/25 (60 ml) ; Phénolphtaléine TA (60 ml)
- TAC virage franc [306BG]  
Liquueur Alca N/25 (125 ml) ; Réactif TAC Virage Franc (60 ml)
- TH au complexon [302BG]  
Liquueur Complexo. N/25 (125 ml) ; Tampon K10 (60 ml) ;  
Indicateur NET (60 ml)
- Chlorures [314BG]  
Acide Nitrique N/5 (60ml) ; Ind. Mixte Chlorures (60 ml) ; Mercurique Nitrate N/25 (125 ml)

#### Méthode au papier indicateur

Bandelettes Sulfites 0-1000 mg/L (100 unités)



**Mallette complète référence : 224.001003.00**