

Distribué par :

Z.A de Gesvrine – 4 rue Képler – B.P.4125  
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex – France  
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00  
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m

## Scan® 100

### Compteur manuel de colonies

Réf. 435 000



#### Certification :



#### Traçabilité et Haute technologie :



#### Fabrication :



Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001

Scan® 100 est un compteur de colonies équipé d'un éclairage à LED et d'un repose-main ergonomique. La technologie Dark Field offre un éclairage indirect, précis et contrasté des colonies. Son port USB assure la traçabilité en exportant les résultats, sans installation préalable de logiciel, évitant les erreurs.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pour tous les milieux de culture: boîtes de Petri : PetriFilm™, Compact Dry™, membranes de filtration, Sanita-Kun™
- Comptage : de 0 à 1 999 UFC
- Signal sonore de comptage : 4 niveaux de volume
- Surface tactile à sensibilité réglable
- Technologie Dark Field pour éclairage contrasté des colonies
- Intensité de LED ajustable
- Port USB : transfert facile vers tout logiciel (PC/Mac)
- Export des données via USB, LIMS, Excel™
- Écran digital multifonction
- Adapté à tous types de stylo, marqueur
- Repose-main ergonomique en mousse
- Plan de lecture incliné
- Espace de rangement intégré pour les grilles et le fond blanc
- Tout acier inox, très robuste
- Tension et fréquence d'alimentation : 100-240V~ 50-60Hz
- Puissance max : 5 W
- Dimensions (l x p x h) : 25 x 33 x 17,5 cm, poids : 4,6 kg
- Emballage (l x p x h) : 50 x 40 x 40 cm, poids : 7,2 kg
- Garantie 3 ans
- En conformité avec les normes ISO 7218 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Fabrication CE, RoHS 2002/95/EC, WEEE 2002/95/EC
- Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001
- Conçu et fabriqué en France

### LIVRÉ AVEC

- 1 fond diffusant blanc
- 1 adaptateur pour boîtes de Petri Ø 90 mm
- 1 stylo marqueur noir
- 1 câble d'alimentation
- 1 câble USB
- 1 notice d'utilisation

Distribué par :

Z.A de Gesvrine – 4 rue Képler – B.P.4125  
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex – France  
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00  
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m

## OPTIONS / ACCESSOIRES

- Réf. 435 001 Loupe pour Scan® 100 : Loupe (x2) + 1 bras flexible pour Scan® 100
- Réf. 435 002 Adaptateur Petrifilm™, Sanita-kun™, Compact Dry™ : Adaptateur pour Petrifilm™, NeoFilm™/Sanika-kun™, Compact Dry™ pour Scan® 100
- Réf. 435 010 Grille de comptage Spiral® DS : Grille de comptage Spiral® DS pour Scan® 100 : 1 fond transparent et 1 fond diffusant blanc - 90/150 mm
- Réf. 435 020 Grille de comptage Wolffhuegel : 1 fond transparent et 1 fond diffusant blanc pour Scan® 100
- Réf. 435 030 Grille de comptage Spiral® (90 mm) : Grille de comptage easySpiral® pour Scan® 100 : 1 fond transparent et 1 fond diffusant blanc - 90 mm
- Réf. 435 035 Grille de comptage Spiral® (150 mm) : Grilles de comptage easySpiral® pour Scan® 100 : 1 fond transparent et 1 fond diffusant blanc - 150 mm
- Réf. 435 037 Grille de comptage cercle : Grille de comptage easySpiral Dilute® mode cercle pour Scan® 100 : 1 fond transparent et 1 fond blanc - 90 et 150 mm