



EAU PHYSIOLOGIQUE STERILE à 0,85 %

PRINCIPE

L'eau physiologique à 0,85 % est un diluant isotonique utilisé pour les dilutions ou la réalisation de suspensions bactériennes.

FORMULE

Ingrédients en grammes pour un litre d'eau purifiée.

Chlorure de sodium 8,50

CONDITIONS DE CONSERVATION avant ouverture

Flacons, tubes ou poches : 2 et 25°C

La date d'expiration est indiquée sur l'emballage.

UTILISATION

Se conformer aux protocoles en vigueur.

PRESENTATION

Code	Description
20150	6 tubes de 2 ml
28150	100 tubes de 2 ml
23150	100 tubes de 9 ml
21150	100 tubes de 10 ml
31150	10 flacons de 100 ml
46150	4 poches de 3 litres
47150	2 poches de 5 litres
	Autre présentation : nous consulter