

EAU DISTILLEE STERILE

PRINCIPE

L'eau distillée stérile est un diluant utilisé pour les dilutions ou la réalisation de suspensions bactériennes.

FORMULE

Eau distillée stérile

Conductivité maximum : 10 μ S/cm

CONDITIONS DE CONSERVATION avant ouverture

Tubes, flacons et poches : 2 - 25°C

La date d'expiration est indiquée sur l'emballage.

UTILISATION

Se conformer aux protocoles en vigueur.

PRESENTATION

Code

Réf.: 253469

Description

100 tubes de 9 ml

Autre présentation : nous consulter



Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com