

## EAU DISTILLEE STERILE

### PRINCIPE

L'eau distillée stérile est un diluant utilisé pour les dilutions ou la réalisation de suspensions bactériennes.

### FORMULE

Eau distillée stérile

Conductivité maximum : 10  $\mu$ S/cm

### CONDITIONS DE CONSERVATION avant ouverture

Tubes, flacons et poches : 2 - 25°C

La date d'expiration est indiquée sur l'emballage.

### UTILISATION

Se conformer aux protocoles en vigueur.

### PRESENTATION

**Code**

Réf.: 253514

**Description**

10 flacons de 100 ml

Autre présentation : nous consulter



Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125  
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France  
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00  
commercial@humeau.com