

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125  
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France  
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00  
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m

## FICHE TECHNIQUE

**Réf. FS96**

### **•DESIGNATION**

- Papier filtre qualitatif exempt d'azote
- Matière:100% cellulose
- Liant: aucun

### **•APPLICATIONS**

- Détermination de l'azote dans la fonte brute et l'acier, ainsi que la glycémie selon Hadedorn-jensen
- Pour les précipités fins des dosages suivant Kjeldahl, ...

### **•SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeurs</b>	<b>Unité</b>	<b>Normes</b>
Grammage	85	g/m <sup>2</sup>	DIN 53104
Epaisseur	0,17	mm	
Vitesse de filtration	150	sec.	Gurley
	650	sec.	Herzberg
Porosité		µm	
Résistance à l'éclatement	1.1	kg/cm <sup>2</sup>	
Taux de cendres	0,01	%	DIN 53138
Résistance à la pression	1.51	kg/cm <sup>2</sup>	
Teneur en azote (disque 110 mm)	0.05	mg	