

FICHE TECHNIQUE

Réf. FV23

•DESIGNATION

- Filtre en microfibres de verre
- Matière: 100% microfibres de verre borosilicatées
- Liant: aucun

•APPLICATIONS

- M.E.S dans les eaux usées
- Collecte des cellules
- Filtration eaux industrielles, protéines, eau potable

•SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs	Unité	Normes
Grammage	52	g/m ²	DIN 53104
Epaisseur	0,26	mm	
Vitesse de filtration	100	sec.	DIN 53137
Rétention		sec.	Herzberg
Résistance à l'éclatement	20	kPa	