

## FICHE TECHNIQUE

Réf. **FV24**

### ●DESIGNATION

- Filtre en microfibres de verre
- Matière: 100% microfibres de verre borosilicatées
- Liant: aucun

### ●APPLICATIONS

- Préfiltres pour membranes

### ●SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeurs</b>	<b>Unité</b>	<b>Normes</b>
Grammage	120	g/m <sup>2</sup>	DIN 53104
Epaisseur	0,53	mm	
Vitesse de filtration	}	sec.	DIN 53137
Rétention		30 sec.	Herzberg
Résistance à l'éclatement	2.7	µm	
	20	kPa	