

FICHE TECHNIQUE

Réf. FV27

•DESIGNATION

- Filtre en microfibres de verre
- Matière: 100% microfibres de verre borosilicatées
- Liant: oui

•APPLICATIONS

- Séparation des suies devant les analyseurs de gaz
- Support de pesée dans les balances d'analyses et dessiccateurs
- Bande de filtration dans les appareils d'épuration automatique
- Filtration en continu pour la surveillance de l'air (poussières)

•SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs	Unité	Normes
Grammage	73	g/m ²	DIN 53104
Epaisseur	0,40	mm	DIN 53137 Herzberg
Vitesse de filtration		sec.	
		sec.	
Efficacité de rétention (0.3µm)	99.9	%	
Chute de pression (5.3 cm/sec)	350	Pa	
Température max.	180	°C	